

# SRPvg 1402

Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Performance



|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Volume brut/utile                            | 1391/1091 l                                                |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)         | 1427/867/2135                                              |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)         | 1210/638/1493                                              |
| Consommation électrique en 365 jours         | 464 kWh <sup>1</sup>                                       |
| Température ambiante                         | +10 °C à +35 °C                                            |
| Dégagement de chaleur                        | 520 kJ/h                                                   |
| Réfrigérant                                  | R 290                                                      |
| Niveau sonore                                | 60 dB(A)                                                   |
| Fréquence / tension                          | 50 Hz / 220-240 V~                                         |
| Système de réfrigération                     | ventilé                                                    |
| Dégivrage                                    | automatique                                                |
| Plage de température réglable                | -2 °C à +16 °C                                             |
| Stabilité de la température                  | +5 °C ±3 K <sup>2</sup>                                    |
| Matériau de l'habillage/couleur              | acier / blanc                                              |
| Matériau de la porte / couleur               | acier / blanc                                              |
| Matériau de la cuve intérieure               | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)                    |
| Régulation électronique                      | Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch        |
| Alarme de température                        | optique et sonore                                          |
| Alarme de panne de courant                   | lorsque le courant revient                                 |
| Contact sans potentiel                       | oui                                                        |
| Type de mise en réseau                       | SmartModule                                                |
| Solution de mise en réseau                   | Installation ultérieure possible                           |
| Interface de connexion                       | WLAN/LAN (en option)                                       |
| Eclairage intérieur                          | Eclairage plafonnier LED                                   |
| Tablettes de rangement réglables             | 8                                                          |
| Type de clayettes                            | Grilles plastifiées                                        |
| Surface de rangement utile en mm (L / P)     | 480 / 638                                                  |
| Résistance tablettes de rangement            | 60 kg                                                      |
| Charge totale maximale                       | 480 kg                                                     |
| Roulettes                                    | 5 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein de stationnement |
| Poignée barre                                | poignée encastrée verticale                                |
| Passage de capteurs                          | 1 x Ø 12 mm                                                |
| Type de serrure                              | mécanique à clé                                            |
| Ouverture de porte                           | à gauche et à droite : fixes                               |
| Poids brut/net                               | 225/200 kg                                                 |
| EAN-Nr.                                      | 9005382248751                                              |
| Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1 | Classe ISO 6                                               |
| Classe de salle blanche GMP                  | GMP classe B                                               |

<sup>1</sup> Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

<sup>2</sup> Calculé suiv ant la FDX 15-140