

## PWD 7122 [DT-S-2002]

Laveur-désinfecteur SlimLine, à deux portes, avec séchage à l'air chaud, pompe de vidange.



- Rendement/Charge : 66 instruments de transfert ou 66 systèmes d'aspiration
- 160 sets d'instruments et plateaux peuvent également être traités
- Utilisation flexible des compléments pour instruments dentaires de Miele
- Possibilités de réglage pour trois bidons de 5 l max. pour produits chimiques
- Efficace – pompage performant avec la pompe à vitesse variable

Numéro EAN: 4002516861874 / Numéro de matériel: 12731170 /

Ancien Numéro de matériel: 62712201DAC

### Concept modulaire et version

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Modèle                                    | Appareil à pose libre, deux portes, porte rabattable en verre |
| Gamme                                     | SlimLine                                                      |
| Type de chauffage                         | Électrique                                                    |
| Face avant/Face arrière                   | Inox                                                          |
| Parois latérales                          | Inox                                                          |
| Installation unique ou en linéaire        | •                                                             |
| Forme étroite                             | •                                                             |
| Nombre de niveaux de lavage               | 3                                                             |
| Chargement par chariots de chargement     | •                                                             |
| Verrouillage électrique de la porte       | •                                                             |
| Alarme, signal sonore en fin de programme | •                                                             |
| Accès SAV facilité                        | •                                                             |

### Application

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Convient aux cabinets de chirurgie dentaire | • |
|---------------------------------------------|---|

### Capacité

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Plateaux par charge [nombre]               | 24  |
| Aspiration par charge [nombre]             | 66  |
| Instruments avec lumen par charge [nombre] | 66  |
| Sets d'instruments par charge [nombre]     | 160 |
| Charge maximale en kg                      | 60  |

### Données de puissance

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Pompe de circulation, Qmax en l/min. | 750 |
| Volume utile de la cuve en l         | 252 |

### Commande

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Type de commande                          | TouchControl            |
| Sélection du programme                    | Écran couleur Fulltouch |
| Possibilité de programmation              | Programmation libre     |
| Programmes [nombre]                       | 10                      |
| Emplacements libres de programme [nombre] | 20                      |
| Commande de valeur AO                     | •                       |
| Enregistrement de la valeur AO            | •                       |
| Détection en cas de panne de programme    | •                       |
| Affichage du temps restant                | •                       |
| Affichage du déroulement de programme     | •                       |
| Langues d'affichage paramétrables         | •                       |

### Raccordement électr. standard

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Raccordement électrique                          | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW                       | 8,40                |
| Puissance totale de raccordement en kW           | 10,10               |
| Protection par fusible en A                      | 16                  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 4,00                |

### Raccordement à l'eau/vidange

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Eau froide [nombre]        | 1 |
| Eau chaude [nombre]        | 1 |
| Eau déminéralisée [nombre] | 1 |

## PWD 7122 [DT-S-2002]

Laveur-désinfecteur SlimLine, à deux portes, avec séchage à l'air chaud, pompe de vidange.



Numéro EAN: 4002516861874 / Numéro de matériel: 12731170 /

Ancien Numéro de matériel: 62712201DAC

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pression d'écoulement requise en kPa                                                  | 100-600            |
| Adoucisseur d'eau intégré                                                             | •                  |
| Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l                            | 0,70               |
| Pompe de vidange [DN]                                                                 | 25                 |
| Vanne de vidange [DN]                                                                 | 25                 |
| Système anti-fuites                                                                   | Système Waterproof |
| <b>Dispositif de séchage</b>                                                          |                    |
| Type de chauffage du dispositif de séchage                                            | Électrique         |
| Puissance de ventilation en m³/h                                                      | 130                |
| Réglage de la durée par palier de 1 minute                                            | 0-60               |
| Classe de filtre Hepa                                                                 | H14,H14,H14,H14    |
| Classe de filtration du filtre HEPA (DIN EN 1822) en %                                | 99,99              |
| Puissance de chauffage électrique en kW                                               | 4,00               |
| <b>Dimensions et poids</b>                                                            |                    |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm                                             | 1940               |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm                                             | 650                |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm                                          | 700                |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm                                             | 2110               |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm                                             | 945                |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm                                          | 840                |
| Cuve, hauteur en mm                                                                   | 717                |
| Cuve, largeur en mm                                                                   | 570                |
| Cuve, profondeur en mm                                                                | 617                |
| Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm                                          | 850                |
| Poids net en kg                                                                       | 251                |
| Poids brut en kg                                                                      | 260                |
| Charge au sol maximale en N/m²                                                        | 1000               |
| <b>Valeurs d'émissions</b>                                                            |                    |
| Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201 | 68 dB(A) re 20 µPa |
| Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h                                           | 7,27               |
| <b>Programmes</b>                                                                     |                    |
| Désinfection thermique                                                                | •                  |
| <b>Équipement</b>                                                                     |                    |
| 2 pompes de dosage à membrane intégrées pour produits liquides                        | •                  |
| Pompes de dosage supplémentaires intégrables                                          | 2                  |
| Condenseur de vapeur                                                                  | •                  |
| Contrôle du volume de dosage                                                          | •                  |
| Contrôle du bras de lavage                                                            | •                  |
| Interface pour la traçabilité                                                         | •                  |
| Système de filtre à plusieurs composants                                              | •                  |
| Identification automatique de chariot                                                 | •                  |
| Support de charge – couplage direct                                                   | •                  |
| Séchage à air chaud intégré                                                           | •                  |
| Service Cloud Miele                                                                   | •                  |
| Possibilité de réglage pour les produits chimiques (3 x 5 l)                          | •                  |
| Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L), électropoli                              | •                  |

## PWD 7122 [DT-S-2002]

Laveur-désinfecteur SlimLine, à deux portes, avec séchage à l'air chaud, pompe de vidange.



Numéro EAN: 4002516861874 / Numéro de matériel: 12731170 /  
Ancien Numéro de matériel: 62712201DAC

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Socle                                       | • |
| Pompe à vitesse variable                    | • |
| Éclairage de la cuve                        | • |
| <b>Possibilités de raccordement</b>         |   |
| Interface Ethernet                          | • |
| Wi-Fi                                       | • |
| Interface USB                               | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie | • |
| <b>Normes, contrôles, indicateurs</b>       |   |
| EN ISO 15883-2                              | • |